

Adaptadores

Descripción General

23.2 MM ADAPTADORES MONTURA C

Aptos para tubos de fotografía Ø 23.2 mm

- DC.1324** Adaptador montura C con lente de 0,45x para cámaras de 1/2"
- DC.1353** Adaptador montura C con lente 0,37x, de tamaño corto* y longitud focal fija. Para cámaras de 1/3"
- DC.1355** Adaptador montura C con lente de 0,5x, de tamaño corto* y longitud focal fija. Para cámaras de 1/2"
- DC.1357** Adaptador montura C con lente de 0,75x, de tamaño corto* y longitud focal fija. Para cámaras de 2/3"
- DC.1359** Adaptador montura C con lente de 1x, de tamaño corto* y longitud focal fija para tubos de Ø 23,2 mm y cámaras de 1". (no hay imagen disponible)



- DC.1330** Anillo conversor de tubos de Ø 30 mm a Ø 23,2 mm
- DC.1335** Anillo conversor de tubos de Ø 30,5 mm a Ø 23,2 mm

* Para un mejor rendimiento lumínico

MODELOS	Cámaras de 1/3"	Cámaras de 1/2"	Cámaras de 2/3"	Cámaras de 1"
DC.1324		Objetivo 0,45x		
DC.1353	Objetivo 0,37x, tamaño corto			
DC.1355		Objetivo 0,5x, tamaño corto		
DC.1357			Objetivo 0,75x tamaño corto	
DC.1359				Objetivo 1x tamaño corto

Apropiado para BioBlue, BioBlue.Lab, bScope, EcoBlue, iScope, MicroBlue y la serie ZE Delph-X Observer*, NexiusZoom* y StereoBlue* Oxion* y Oxion Inverso* (todas las versiones de Oxion necesitan un adaptador adicional AE.5120-2 23,2) Serie DZ (necesita el modulo para foto DZ.9005) Serie AP**, Serie BE**, Series EduBlue** y P**

* Para estos modelos, también hay adaptadores específicos y disponibles para tubo trinocular
 ** Éstos modelos binoculares, necesitan un adaptador extra: DC.1335

ADPATADORES PARA CÁMARAS DIGITALES SLR

Las cámaras Reflex digitales con sensor APS-C pueden acoplarse al puerto trinocular de tubo de Ø 23,2 mm. Para ello, necesitará el adaptador universal DC.5130 con lente de 2x y el anillo T2 de la marca correspondiente a su cámara

- AE.5130** Adaptador universal de cámara SLR con lente de 2x para tubos de Ø 23,2 mm. Precisa del anillo T2
- AE.5025** Anillo T2 para cámaras SLR digital Nikon D
- AE.5040** Anillo T2 para cámaras SLR digital Canon EOS

Podemos suministrar anillos T2 para otras marcas bajo pedido



ADAPTADORES PARA TUBO TRINOCULAR

Los adaptadores para tubo trinocular funcionan de manera similar a los adaptadores de montura C, pero tienen un diseño más corto y son de mayor calidad, lo que da como resultado imágenes excelentes

Aptos para modelos Euromex con puerto trinocular como Oxion, NexiusZoom, StereoBlue, Delphi-X Observer y Delphi-X Inverso



● AE.5120-2

AE.5120-2 Tubo estándar de Ø 23,2 mm para Oxion trinocular

DI.9840 Montura C de alta resolución con lente 0,4x para cámaras de rosca C y sensor de 1/3". (no hay imagen disponible)

DI.9850 Montura C de alta resolución con lente 0,5x para cámaras de rosca C y sensor de 1/2". (no hay imagen disponible)

DI.9810 Montura C con lente 1x para cámaras de rosca C. (no hay imagen disponible)

DX.9835 Montura C de alta resolución con regulador y lente 0,35x para cámaras de rosca C y sensor de 1/3"

DX.9850 Montura C de alta resolución con regulador y lente 0,50x para cámaras de rosca C y sensor de 1/2"

DX.9863 Montura C de alta resolución con regulador y lente 0,63x para cámaras de rosca C y sensor de 2/3"

DX.9810 Montura C con lente de 1x para cámaras de rosca C

NZ.9850 Adaptador montura C con lente 0,5x para NexiusZoom y cámaras con sensor de 1/2"

OX.9810 Adaptador montura C con lente 1x para cámaras de 1"

OX.9833 Adaptador montura C con lente 0,33x para Oxion y cámaras con sensor de 1/3"

OX.9850 Adaptador montura C con lente 0,5x para Oxion y Oxion Inverso cámaras con sensor de 1/2"

SB.9850 Adaptador montura C con lente 0,5x para StereoBlue y cámaras con sensor de 1/2"



● DX.9835

● DX.9850

● DX.9863

● DX.9810



● NZ.9850

● OX.9810

● OX.9833

● OX.9850



● SB.9850

MODELOS	Cámara 1/3"	Cámara 1/2"	Cámara 2/3"	Cámara 1"
StereoBlue		SB.9850		
NexiusZoom		NZ.9850		
Oxion	OX.9833	OX.9850		OX.9810
Delphi-X Observer	DX.9835	DX.9850	DX.9863	DX.9810
Delphi-X Inverso	DI.9840	DI.9850		DI.9810

ADAPTADORES PARA OTRAS MARCAS DE MICROSCOPIOS

MODELOS	Cámara 1/3"	Cámara 1/2"	Cámara 2/3"	Cámara 1"
Leica ⁽¹⁾	AE.9835-L (0.35x)	AE.9855-L (0.55x)	AE.9870-L (0.70x)	AE.9810-L (1x)
Olympus ⁽²⁾	AE.9835-O (0.35x)	AE.9850-O (0.50x)	AE.9863-O (0.63x) AE.9880-O (0.80x)	AE.9810-O (1x)
Zeiss ⁽³⁾	AE.9835-Z (0.35x)	AE.9850-Z (0.50x)	AE.9865-Z (0.65x) AE.9880-Z (0.80x)	AE.9810-Z (1x)
Zeiss PrimoStar 3 ⁽⁴⁾	AE.9835-ZP3 (0.35x)	AE.9850-ZP3 (0.50x)	AE.9865-ZP3 (0.65x)	AE.9810-ZP3 (1x)
Zeiss ZA ⁽⁵⁾	--	AE.9850-ZA (0.50x)	AE.9863-ZA (0.63x) AE.9880-ZA (0.80x)	AE.9810-ZA (1x) AE.9812-ZA (1.2x)
Nikon ⁽⁶⁾	AE.9835-N (0.35x)	AE.9855-N (0.55x)	AE.9870-N (0.70x) AE.9880-N (0.80x)	AE.9810-N (1x)

⁽¹⁾ Montura C para Leica DM, 35 mm a 25.4 mm, acero inoxidable

⁽²⁾ Montura C para Olympus CX, CX2, BX, BX2, IX, MX, GX, SZX, STM, 42 mm a 25.4mm, aluminio anodizado

⁽³⁾ Montura C para Zeiss PrimoStar, PrimoStar Vert, 30 mm a 25.4 mm, aluminio anodizado

⁽⁴⁾ Montura C Zeiss PrimoStar3, aluminio anodizado

⁽⁵⁾ Zeiss 60N-C, 60N-T2 puertos fotográficos para Axio examiner, Axio Imager, Axio Lab, Axio Observer, Axio Scope, Axio Zoom, Stemy 508 y SteREO Discovery


⁽⁶⁾ Montura C para Nikon serie E100, E200, 50i, 55i, 80i, 90i, Ni, seris Ti, SMZ800, SMZ1000, SMZ15000, 38 mm a 25.4mm, acero inoxidable

Montura C estándar: 25,4 mm (1 pulgada) de diámetro con 32 roscas por pulgada

LEICA

- Para microscopios Leica con un adaptador estándar de 35 mm de diámetro externo (HC) para montura C estándar

- AE.9835-L** Adaptador montura C con lente de 0,35x para cámaras de 1/3"
- AE.9855-L** Adaptador montura C con lente de 0,55x para cámaras de 1/3"
- AE.9870-L** Adaptador montura C con lente de 0,70x para cámaras de 2/3"
- AE.9810-L** Adaptador montura C con lente de 1x para cámaras de 1"




OLYMPUS

- Para microscopios Olympus con un adaptador estándar de 35 mm adaptador de diámetro exterior para montura C estándar

- Para los modelos Olympus CX, CX2, BX, IX, MX, GX, SZX, STM



- AE.9835-O** Adaptador montura C con lente de 0,35x para cámaras de 1/3"
- AE.9850-O** Adaptador montura C con lente de 0,50x para cámaras de 1/3"
- AE.9863-O** Adaptador montura C con lente de 0,63x para cámaras de 1/3"
- AE.9880-O** Adaptador montura C con lente de 0,80x para cámaras de 1"
- AE.9810-O** Adaptador montura C con lente de 1x para cámaras de 1"



ZEISS P95 ADAPTER

- Para microscopios trinoculares Zeiss con un adaptador estándar Zeiss P95 (fototubo de 30 mm, 1,18 pulgadas de diámetro interior) a montura C estándar
- Para modelos Zeiss con un adaptador fotográfico UIS como PrimoStar (excepto PrimoStar 3), Primo vert

- AE.9835-Z** Adaptador montura C con lente de 0,35x para cámaras de 1/3"
- AE.9850-Z** Adaptador montura C con lente de 0,50x para cámaras de 1/2"
- AE.9865-Z** Adaptador montura C con lente de 0,65x para cámaras de 2/3"
- AE.9880-Z** Adaptador montura C con lente de 0,80x para cámaras de 1"
- AE.9810-Z** Adaptador montura C con lente de 1x para cámaras de 1"



ZEISS P90-C ADAPTER

- Para microscopios trinoculares Zeiss PrimoStar 3 con un adaptador estándar Zeiss P90

- AE.9835-ZP3** Adaptador montura C con lente de 0,35x para cámaras de 1/3"
- AE.9850-ZP3** Adaptador montura C con lente de 0,50x para cámaras de 1/2"
- AE.9865-ZP3** Adaptador montura C con lente de 0,65x para cámaras de 2/3"
- AE.9810-ZP3** Adaptador montura C con lente de 1x para cámaras de 1"



ZEISS 60N-T2

- Para microscopios trinoculares Zeiss con puertos fotográficos estándar Zeiss 60N-T2 (60 mm) a montura C estándar
- Para modelos Zeiss con adaptador fotográfico 60N-T2 como Axio Examiner, Axio Imager, Axio Lab, Axio Observer, Axio Scope, Axio Vert.A1, Axio Zoom, Stemi 508 doc, Stemi 508 trino, SteREO Discovery, SteREO Lumar

- AE.9850-ZA** Adaptador montura C con lente de 0,50x para cámaras de 1/2"
- AE.9863-ZA** Adaptador montura C con lente de 0,63x para cámaras de 2/3"
- AE.9880-ZA** Adaptador montura C con lente de 0,80x para cámaras de 2/3"
- AE.9810-ZA** Adaptador montura C con lente de 1x para cámaras de 1"
- AE.9812-ZA** Adaptador montura C con lente de 1,2x para cámaras de 1"



NIKON

- Para microscopios Olympus con adaptador estándar de 38 mm de diámetro exterior a montura C estándar
- Para Nikon E100, E200, 50i, 55i, 80i, 90i, serie Ni, serie Ti, SMZ800, SMZ1000, SMZ15000

- AE.9835-N** Adaptador montura C con lente de 0,35x para cámaras de 1/3"
- AE.9855-N** Adaptador montura C con lente de 0,55x para cámaras de 1/2"
- AE.9870-N** Adaptador montura C con lente de 0,70x para cámaras de 2/3"
- AE.9880-N** Adaptador montura C con lente de 0,80x para cámaras de 2/3"
- AE.9810-N** Adaptador montura C con lente de 1x para cámaras de 1"

