

ALPHA G-10



Colposcopio para el examen Ginecológico de Rutina



Diseñado especialmente para el examen Ginecológico

El colposcopio ALPHA G-10 este diseñado especialmente para el examen ginecológico de rutina, es móvil y ligero, y pesa solo 7 kg.

Está equipado con un módulo de iluminación LED de alta potencia PowerLED 3000K, equivalente a 50.000 Lux.

Su excelente Óptica y diseño ergonómico garantizan una larga durabilidad y un alto rendimiento. El sistema lleva incorporado un filtro verde, y su potente iluminación led coaxial regulable ofrecen una imagen clara

El brazo ergonómico, así como sus diferentes accesorios y configuraciones como el montaje en pared, hacen que el Colposcopio ALPHA G-10 sea altamente personalizable





Alpha G- 10 con base de 4 ruedas.

Kit de montaje para Sillones.



*EL kit de instalación para la silla tipo Lemi Gyno.
Disponemos de kits de montaje para muchos tipos
de sillas. Para otros tipos de sillas fabricamos
piezas individuales basándose en un estudio.*



Kit montaje soporte a pared

ALPH G-10

Para usuarios exigentes que necesitan un producto robusto, y una excelente óptica y mecánica



Especificaciones Técnicas

Cabezal binocular, tubos inclinados a 45°

El Cabezal se puede inclinar +/-15° usando el mango

Rotación del cabezal: 310°

Ajuste de distancia pupilar: 55-75 mm

Ajuste de dioptrías en el ocular izquierdo: +/-5 D

Distancia de trabajo: 200 mm

Oculares: WF10x/20 mm

Campo de visión: 22 mm

Ampliación total: 10x

Filtro verde conmutable

Estativo de pie de 4 ruedas con frenos.

Iluminación: ajustable, PowerLED de alto brillo, 4000K,

>50.000 lux de brillo

Superficie del suelo base: 460 x 460 mm, con ruedas frenables

El peso del instrumento: 12 Kg.

Todas las piezas giratorias se pueden fijar con tornillos

Extensión horizontal máxima desde

la varilla: 430 mm.

Rango de ajuste vertical del brazo del resorte de gas: +/-150 mm.

Accesorios en el paquete: cubierta antipolvo,

CC de 12 V, fuente de alimentación de pared,

cable de extensión de alimentación,

manual del usuario.

Principales características del Alpha G- 10



Filtro verde incorporado



Mando Ergonómico



Led de alta potencia




Sistema de brazo basculante



Nueva base con gran estabilidad

Medidas del Alpha G- 10

Size:



DISTRIBUIDOR

Garantía Óptica y mecánica de 3 años.
Garantía de componentes eléctricos 2 años.



elektro-optika
Hungarian expert on microscopes!

Elektro-Optika Kft. 2030
Érd Kaktusz street 22
+36 23 520 077
info@elektro-optika.hu
www.elektro-optika.hu

IBEROSCOPE OPTICS SL,
AVENIDA DE CABRERA 36 EDIFICIO TORRE DARA,
08302, MATARÓ, BARCELONA, SPAIN.
ventas@iberoscope.com
+34 696 80 72 17
902 879 847