

Fuente de luz fría

compacto individual 20 W

A DESTACAR

- Fuente de luz fría compacta
- Para ciencia de los materiales en microscopía estereoscópica
- Versión halógena 20 W
- Con conductor de luz de fibra de \varnothing 6 mm
- 2 años de garantía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fuente de luz fría muy compacta y robusta
- Se suministra con un conductor de luz de fibra de vidrio de \varnothing 6 mm auto-sostenible de 40 cm
- Equipado con una lámpara halógena de 20 W
- La intensidad de la luz está pre-establecida de fábrica y no se puede ajustar
- Para funcionamiento de 230 voltios

ILUMINACIÓN

Equipado con una lámpara halógena de 20 W. La intensidad de la luz es pre-establecida de fábrica y no se puede ajustar

MODELO

Potencia	20 W halógena
Temperatura de color	3.000 K
Tensión de funcionamiento	Versiones de 110 V CA y 230 V AC (50/60 Hz)
Dimensiones	80 x 110 x 165 mm
Peso	2.0 kg
Número de producto	LE.5209



● LE.5209

