


# Microscope Biologique Binoculaire à LED avec Platine Mécanique- Série B100

**B100-MS-3PL**

- Tête binoculaire, inclinaison 45°, rotation 360°
- Réglage interpupillaire coulissant, 55-75mm
- Plage de grossissement 40x à 1000x avec oculaires 10x/18mm
- Révolver porte objectif quadruple vers l'avant
- Objectifs achromatiques 4x, 10x, 40x, huile 100x
- Longueur du tube 160mm
- Platine simple de 110mm x 120mm avec surplatine mécanique à commande horizontales
- Mise au point macrométrique et micrométriques séparées
- Condenseur d'Abbe O.N 1,25 avec diaphragme
- Eclairage LED 1W à intensité variable
- Alimentation externe, 220V/60Hz
- Livré avec une housse de protection, huile d'immersion, une clé de tension de la mise au point, une ampoule de rechange et deux filtres de couleur.

# Accessoires adéquats

## Lames et couvre-objet

**BS-50P-100S-22-3PL**
50 lames de microscope vierges pré-nettoyées, 100 lamelles couvre-objet carrées 22x22mm

**BS-72P-100S-22-3PL**
72 lames de microscope vierges pré-nettoyées, 100 lamelles couvre-objet carrées de 22x22mm

**BS-100P-100S-22-3PL**
100 lames de microscope vierges pré-nettoyées et 100 lamelles couvre-objet carrées de 22x22mm

**BS-144P-200S-22-3PL**
144 lames de microscope vierges pré-nettoyées et 200 lamelles couvre-objet carrées de 22x22mm

## Oculaires

**EP10X23-3PL**
Paire d'oculaires WF10x/18mm (23 mm)

**EP10X23R-3PL**
Oculaire micrométrique WF10x/18 mm (23 mm), l'unité

**EP16X23-S-3PL**
Oculaire WF 16X (23mm), l'unité

**EP20X23-S-3PL**
Oculaire WF 20X (23mm), l'unité

**EP25X23-S-3PL**
Oculaire WF 25X (23mm), l'unité

## Accessoires divers

**MS100-3PL**
Surplatine mécanique pour microscope Série M200, M500, B100

**MR095-3PL**
Lame d'étalonnage 0.01 mm, pour caméra USB

**CK-I-3PL**
Kit de nettoyage 3-en1 AmScope pour microscopes, caméras, ordinateurs portables et écrans LCD