

Microscopio Biológico Binocular LED- Serie B120

B120C-3PL

- Cabezal binocular, 30° de inclinación, 360° giratorio
- Ajuste interpupilar Siedentopf, 53-77mm
- Gama de aumentos de 40x a 2500x con oculares 10x/ FoV 18mm y 25x
- Revólver cuádruple giratorio inclinado hacia fuera
- Objetivos acromáticos 4x, 10x, 40x, 100x/inmersión en aceite
- Longitud del tubo 160mm
- Platina de doble capa con escala Vernier, dimensiones 118mm x 127mm
- Enfoque macro y micrométrico coaxial, 0. 002mm de precisión de enfoque micrométrico
- Rango de traslación X-Y 70mm x 21mm
- Condensador de Abbe AN 1.25 con diafragma iris
- Iluminación LED de 1W de intensidad variable, lente fly-eye
- Fuente de alimentación interna, 100-240VAC 50/60Hz banda ancha
- Se suministra con funda antipolvo, filtro de color azul, aceite de inmersión para muestras
- Dimensiones 28cm x 17.8cm x 35cm

Accesorios y consumibles

Portaobjetos y cubreobjetos

BS-50P-100S-22-3PL
50 portaobjetos prelimpiados, 100 cubreobjetos cuadrados 22x22mm

BS-72P-100S-22-3PL
72 portaobjetos prelimpiados, 100 cubreobjetos cuadrados 22x22mm

BS-100P-100S-22-3PL
100 portaobjetos de microscopio previamente limpiados y 100 cubreobjetos cuadrados de 22x22 mm

BS-144P-200S-22-3PL
144 portaobjetos prelimpiados y 200 cubreobjetos cuadrados de 22x22 mm

Oculares

EP10X23-3PL
Pareja de oculares de microscopio WF10X (23 mm); campo de visión 18 mm

EP10X23R-3PL
Ocular con reticulo WF10X (23 mm); campo de visión 18 mm

EP16X23-S-3PL
Ocular de microscopio WF 16X (23 mm)

EP20X23-S-3PL
Ocular de microscopio WF 20X (23 mm)

EP25X23-S-3PL
Ocular de microscopio WF 25X (23 mm)

Accesorios

DK-OIL120-3PL
Condensador de campo oscuro de aceite para microscopio biologico de la serie 120

MR095-3PL
Lámina micrométrica 0.01mm para calibración de cámaras USB

CK-I-3PL
Kit de limpieza 3 en 1 AmScope para microscopios, cámaras, ordenadores portátiles y pantallas LCD