

Microscope Biologique Numérique pour Étudiants avec Écran Full HD 7" et Platine Mécanique

DM300HD-EUL-3PL

- Écran Full HD intégré affichant des images et vidéos nettes en 1080p
- Quatre objectifs achromatiques (4x, 10x, 40x, 100x) combinés à une optique de zoom jusqu'à 20x
- Capteur CMOS couleur, 2.0MP (1920x1080)
- Format optique du capteur : 1/2.8"
- Éclairage LED à intensité variable : haut 0,06W, bas 0,7W
- Enregistrement direct des images et vidéos sur la carte Micro SD de 32 Go incluse
- Connexion à un écran plus grand (TV ou moniteur) via câble HDMI
- Batterie intégrée pour une utilisation portable, rechargeable pendant l'utilisation
- Alimentation : 5V/2A via USB, batterie Li-ion rechargeable 18650, 3,7V/2000mAh
- Livré avec valise de transport, adaptateur secteur USB, câble USB, câble HDMI, carte Micro SD 32 Go, et une batterie rechargeable 18650

Accessoires adéquats

Lames et couvre-objet

BS-50P-100S-22-3PL
50 lames de microscope vierges pré-nettoyées, 100 lamelles couvre-objet carrées 22x22mm

BS-72P-100S-22-3PL
72 lames de microscope vierges pré-nettoyées, 100 lamelles couvre-objet carrées de 22x22mm

BS-100P-100S-22-3PL
100 lames de microscope vierges pré-nettoyées et 100 lamelles couvre-objet carrées de 22x22mm

BS-144P-200S-22-3PL
144 lames de microscope vierges pré-nettoyées et 200 lamelles couvre-objet carrées de 22x22mm

Accessoires divers

AD-USBC3-3PL
Adaptateur de câble USB 3.0 femelle vers USB-C mâle

MR095-3PL
Lame d'étalonnage 0.01 mm, pour caméra USB

CK-I-3PL
Kit de nettoyage 3-en1 AmScope pour microscopes, caméras, ordinateurs portables et écrans LCD