

Microscope biologique binoculaire avec platine mécanique à 2 couches et éclairage LED 3W – Série EduPro EDU550

EDU550B-EUL

- Système optiqueConjugué fini (longueur du tube 160 mm)
- Tête d'observation- Binoculaire, inclinaison de 30°, rotative à 360°
- Oculaires- 10X, FN 18 mm, monture 23,2 mm
- Réglage interpupillaire- 48–75 mm, Siedentopf, sans compensation
- Tourelle porte-objectifs- Quadruple, orientation inversée
- Objectifs- 4X, 10X, 40X (ressort), 100X (huile, ressort) – norme DIN
- Monture des objectifs- Filetage RMS 20,32 mm, distance parfocale 45 mm
- Valeurs NA des objectifs- 0,10 (4X), 0,25 (10X), 0,65 (40X), 1,25 (100X, huile)
- Platine- Mécanique à double couche avec vernier
- Dimensions de la platine- 140 mm x 127 mm
- Déplacement X-Y- 76 mm x 53 mm
- Mise au point- Macrométrique et micrométrique coaxiale, butée de sécurité, réglage de tension
- Course de mise au point- 30 mm, précision 0,002 mm
- Condenseur- Abbe, NA1,25 avec diaphragme iris, monture crémaillère
- Éclairage- Transmis, LED 3W à intensité variable
- Alimentation- Entrée AC : 100–240V, 50/60Hz / Sortie DC : 6V, 2A

Composants inclus

- Microscope EDU550B
- Quatre objectifs achromatiques (4X, 10X, 40X, 100X huile)
- Paire d’oculaires 10X
- Adaptateur secteur
- Housse anti-poussière
- Clé hexagonale

Accessoires

Lames et couvre-objet

BS-50P-100S-22-3PL
50 lames de microscope vierges pré-nettoyées, 100 lamelles couvre-objet carrées 22x22mm

BS-72P-100S-22-3PL
72 lames de microscope vierges pré-nettoyées, 100 lamelles couvre-objet carrées de 22x22mm

BS-100P-100S-22-3PL
100 lames de microscope vierges pré-nettoyées et 100 lamelles couvre-objet carrées de 22x22mm

BS-144P-200S-22-3PL
144 lames de microscope vierges pré-nettoyées et 200 lamelles couvre-objet carrées de 22x22mm

Oculaires

EP10X23-3PL
Paire d'oculaires WF10x/18mm (23 mm)

EP10X23R-3PL
Oculaire micrométrique WF10x/18 mm (23 mm), l'unité

EP16X23-S-3PL
Oculaire WF 16X (23mm), l'unité

EP20X23-S-3PL
Oculaire WF 20X (23mm), l'unité

EP25X23-S-3PL
Oculaire WF 25X (23mm), l'unité

Accessoires divers

MR095-3PL
Lame d'étalonnage 0.01 mm, pour caméra USB

CK-I-3PL
Kit de nettoyage 3-en1 AmScope pour microscopes, caméras, ordinateurs portables et écrans LCD