

Microscope Biologique Portable Monoculaire à LED - Série M150

M150C-3PL

- Tête monoculaire, inclinaison 45°, rotation 360°
- Plage de grossissement 40x à 2500x avec oculaires 10x/18mm et 25x
- Révolver porte objectif triple vers l'avant
- Objectifs 4x, 10x, 40x
- Platine à valets, dimensions 89mm x 89mm
- Mise au point macrométrique et micrométrique coaxiale,
- Condenseur à lentille unique avec diaphragme à disque
- Eclairage LED à intensité variable
- Alimentation externe, 220V/60Hz
- Livré avec housse de protection et bloc d'alimentation

Accessoires

Lames et couvre-objet

BS-50P-100S-22-3PL
50 lames de microscope vierges pré-nettoyées, 100 lamelles couvre-objet carrées 22x22mm

BS-72P-100S-22-3PL
72 lames de microscope vierges pré-nettoyées, 100 lamelles couvre-objet carrées de 22x22mm

BS-100P-100S-22-3PL
100 lames de microscope vierges pré-nettoyées et 100 lamelles couvre-objet carrées de 22x22mm

BS-144P-200S-22-3PL
144 lames de microscope vierges pré-nettoyées et 200 lamelles couvre-objet carrées de 22x22mm

Oculaires

EP10X23-3PL
Paire d'oculaires WF10x/18mm (23 mm)

EP10X23R-3PL
Oculaire micrométrique WF10x/18 mm (23 mm), l'unité

EP16X23-S-3PL
Oculaire WF 16X (23mm), l'unité

EP20X23-S-3PL
Oculaire WF 20X (23mm), l'unité

EP25X23-S-3PL
Oculaire WF 25X (23mm), l'unité

Accessoires divers

MS90-3PL
Surplatine mécanique pour les microscopes des séries M148, M149, M150, M152, M158

MR095-3PL
Lame d'étalonnage 0.01 mm, pour caméra USB

CK-I-3PL
Kit de nettoyage 3-en1 AmScope pour microscopes, caméras, ordinateurs portables et écrans LCD