

Microscopio Biológico Monocular de Doble Luz Serie M162

M162C-2L-PB10-V287-3PL

- Cabezal monocular, 45° de inclinación, 360° de rotación
- Gama de aumentos de 40x a 1000x con oculares 10x/FoV 18mm y 25x WF
- Revólver triple inclinado hacia fuera
- Objetivos 4x, 10x, 40x (retráctil)
- Platina simple con pinzas, dimensiones 89mm x 89mm
- Enfoque macro y micrométrico coaxial
- Condensador AN 0. 65 de lente única con diafragma de disco de 6 posiciones
- Iluminación superior e inferior de LED, 1W
- Fuente de alimentación externa, 220V/60Hz o a pilas 3AA
- Se incluye funda antipolvo, fuente de alimentación, 3 pilas AA, un kit de 10 portaobjetos con cinco muestras preparadas y cinco en blanco.

Accesorios y consumibles

Portaobjetos y cubreobjetos

BS-50P-100S-22-3PL
50 portaobjetos prelimpiados, 100 cubreobjetos cuadrados 22x22mm

BS-72P-100S-22-3PL
72 portaobjetos prelimpiados, 100 cubreobjetos cuadrados 22x22mm

BS-100P-100S-22-3PL
100 portaobjetos de microscopio previamente limpiados y 100 cubreobjetos cuadrados de 22x22 mm

BS-144P-200S-22-3PL
144 portaobjetos prelimpiados y 200 cubreobjetos cuadrados de 22x22 mm

Oculares

EP10X23-3PL
Pareja de oculares de microscopio WF10X (23 mm); campo de visión 18 mm

EP10X23R-3PL
Ocular de microscopio WF10X con retículo (23 mm); campo de visión 18 mm

EP16X23-S-3PL
Ocular de microscopio WF 16X (23 mm)

EP20X23-S-3PL
Ocular de microscopio WF 20X (23 mm)

EP25X23-S-3PL
Ocular de microscopio WF 25X (23 mm)

Accesorios

MR095-3PL
Lámina micrométrica 0.01mm para calibración de cámaras USB

CK-I-3PL
Kit de limpieza 3 en 1 AmScope para microscopios, cámaras, ordenadores portátiles y pantallas LCD