

Microscope Biologique Monoculaire à LED avec Platine Mécanique- Série M620

M620C-3PL

- Tête monoculaire, inclinaison 45°, rotation 360°
- Plage de grossissement de 40x à 2500x avec oculaires 10x/18mm et 25x
- Révolver porte objectif quadruple vers l'avant
- Objectifs achromatiques 4x, 10x, 40x, 100x à immersion d'huile
- Platine mécanique de 127mm x 118mm avec surplatine X-Y de 70mm x 21mm
- Mise au point macrométrique et micrométrique coaxiale
- Condenseur d'Abbe O.N 1.25 avec diaphragme
- Eclairage transmis par LED 1W à intensité variable
- Alimentation électrique : 100-240VAC, 50/60Hz, adaptateur AC/DC (homologué UL) Inclus
- Livré avec housse de protection, huile à immersion et un filtre bleu

Accessoires

Lames et couvre-objet

BS-50P-100S-22-3PL
50 lames de microscope vierges pré-nettoyées, 100 lamelles couvre-objet carrées 22x22mm

BS-72P-100S-22-3PL
72 lames de microscope vierges pré-nettoyées, 100 lamelles couvre-objet carrées de 22x22mm

BS-100P-100S-22-3PL
100 lames de microscope vierges pré-nettoyées et 100 lamelles couvre-objet carrées de 22x22mm

BS-144P-200S-22-3PL
144 lames de microscope vierges pré-nettoyées et 200 lamelles couvre-objet carrées de 22x22mm

Oculaires

EP10X23-3PL
Paire d'oculaires WF10x/18mm (23 mm)

EP10X23R-3PL
Oculaire micrométrique WF10x/18 mm (23 mm), l'unité

EP16X23-S-3PL
Oculaire WF 16X (23mm), l'unité

EP20X23-S-3PL
Oculaire WF 20X (23mm), l'unité

EP25X23-S-3PL Oculaire WF 25X (23mm), l'unité

Accessoires divers

MR095-3PL
GLame d'étalonnage 0.01 mm, pour caméra USB

CK-I-3PL
Kit de nettoyage 3-en1 AmScope pour microscopes, caméras, ordinateurs portables et écrans LCD