

Microscopio Biológico Monocular LED con Platina Mecánica- Serie M620

M620C-3PL

- Cabezal monocular, 45° de inclinación, 360° de rotación
- Gama de aumentos de 40x a 2500x con oculares 10x/FoV 18mm y 25x
- Revólver cuádruple giratorio inclinado hacia fuera
- Objetivos acromáticos 4x, 10x, 40x, 100x/inmersión en aceite
- Platina mecánica de doble capa con escala Vérnier, dimensiones 127mm x 118mm
- Rango de desplazamiento (X-Y): 70mm x 21mm
- Enfoque macro y micrométrico coaxial en ambos lados
- Condensador de Abbe AN 1.25 con diafragma iris
- Iluminación transmitida LED de 1W de intensidad variable
- Fuente de alimentación: 100-240VAC, 50/60Hz, adaptador AC/DC (aprobado por UL) Incluido
- Se suministra con funda antipolvo, aceite de inmersión para muestras y un filtro de color azul

Accesorios y consumibles

Portaobjetos y cubreobjetos

BS-50P-100S-22-3PL
50 portaobjetos prelimpiados, 100 cubreobjetos cuadrados 22x22mm

BS-72P-100S-22-3PL
72 portaobjetos prelimpiados, 100 cubreobjetos cuadrados 22x22mm

BS-100P-100S-22-3PL
100 portaobjetos de microscopio previamente limpiados y 100 cubreobjetos cuadrados de 22x22 mm

BS-144P-200S-22-3PL
144 portaobjetos prelimpiados y 200 cubreobjetos cuadrados de 22x22 mm

Oculares

EP10X23-3PL
Pareja de oculares de microscopio WF10X (23 mm); campo de visión 18 mm

EP10X23R-3PL
Ocular de microscopio WF10X con retículo (23 mm); campo de visión 18 mm

EP16X23-S-3PL
Ocular de microscopio WF 16X (23 mm)

EP20X23-S-3PL
Ocular de microscopio WF 20X (23 mm)

EP25X23-S-3PL
Ocular de microscopio WF 25X (23 mm)

Accesorios

MR095-3PL
Lámina micrométrica 0.01mm para calibración de cámaras USB

CK-I-3PL
Kit de limpieza 3 en 1 AmScope para microscopios, cámaras, ordenadores portátiles y pantallas LCD