# MacroZoom

## MZ.4500

## POINTS ESSENTIELS

- **Autonome**
- **Objectif zoom semi-apochromatique**
- **Grossissement zoom de 0,7x à 4,5x**
- **Monture C avec objectif 0,4x**
- **Distance de travail de 105 mm**
- **Sans éclairage**
- **Statif en métal**
- **Garantie 2 ans**



● *MZ.4500*

**MZ.4500**
31.3 (h) 32 (w) 28.5mm (d) | 3.06 kg

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### OBJECTIF CENTRAL À ZOOM

Le MacroZoom MZ.4500 est constitué d'un objectif à zoom optique unique avec un grossissement zoom de 0,7x à 4,5x. Grossissements zoom gravés sur 1 - 1,5 - 2 - 3 et 4,5x. La distance de travail est de 105 mm

### STATIF

Le MacroZoom est monté sur une colonne de 230 mm de haut (Ø 32 mm) et un support (Ø 39/50 mm) sur une base en métal de 320 x 260 x 16/25 mm

### SYSTÈMES DE CAMÉRA

Toutes les cameras nos monture C (présentes dans ce chapitre) peut être utilisées avec le MacroZoom

### EMBALLAGE

Livré avec une housse de protection et emballé dans une mousse de polystyrène





● *Le MZ.4500 avec la caméra VC.3036-HDS montée*

www.euromex.com