

Microscope Biologique Trinoculaire à LED, grossissement 40x-2500x- série T120

T120C-3PL

- Tête trinoculaire, inclinaison 30°, rotation 360°
- Distance interpupillaire 53mm - 77mm
- Plage de grossissement 40x à 2500x avec oculaires 10x/18mm et 25x
- Révolver porte objectif quadruple vers l'avant
- Objectifs achromatiques DIN 4x, 10x, 40x, 100x à immersion d'huile
- Réglage dioptrique sur l'oculaire gauche
- Tube trinoculaire de 23 mm réglable en hauteur
- Platine mécanique de 118 mm x 127 mm avec surplatine X-Y 70 mm x 21 mm
- Mise au point macrométrique et micrométrique coaxiale, précision de la mise au point 0. 002mm
- Condenseur d'Abbe O.N 1,25 avec diaphragme à iris
- Eclairage LED 1W à intensité variable, lentille fly-eye
- Alimentation électrique interne, 100-240VAC 50/60Hz large bande
- Livré avec housse de protection, filtre couleur bleu, huile à immersion
- Dimension (tube trinoculaire non compris) : 280 mm x 178 mm x 350 mm

Accessoires

Lames et couvre-objet

BS-50P-100S-22-3PL
50 lames de microscope vierges pré-nettoyées, 100 lamelles couvre-objet carrées 22x22mm

BS-72P-100S-22-3PL
72 lames de microscope vierges pré-nettoyées, 100 lamelles couvre-objet carrées de 22x22mm

BS-100P-100S-22-3PL
100 lames de microscope vierges pré-nettoyées et 100 lamelles couvre-objet carrées de 22x22mm

BS-144P-200S-22-3PL
144 lames de microscope vierges pré-nettoyées et 200 lamelles couvre-objet carrées de 22x22mm

Oculaires

EP10X23-3PL
Paire d'oculaires WF10x/18mm (23 mm)

EP10X23R-3PL
Oculaire micrométrique WF10x/18 mm (23 mm), l'unité

EP16X23-S-3PL
Oculaire WF 16X (23mm), l'unité

EP20X23-S-3PL
Oculaire WF 20X (23mm), l'unité

EP25X23-S-3PL
Oculaire WF 25X (23mm), l'unité

Accessoires divers

DK-OIL120-3PL
Condenseur à huile pour le fond noir pour microscope composé de la série 120

MR095-3PL
Lame d'étalonnage 0.01 mm, pour caméra USB

CK-I-3PL
Kit de nettoyage 3-en1 AmScope pour microscopes, caméras, ordinateurs portables et écrans LCD