

Microscope Trinoculaire Biologique Simul-Focal 40x à 1600x Série T490

T490A-3PL

- Tête trinoculaire, inclinaison 30°, rotation 360°
- Réglage interpupillaire Gemel sans compensation Siedentopf
- Plage de grossissement 40x à 1600 avec oculaires 10x/18mm et 16x
- Révolver porte objectif quadruple vers l'avant
- Objectifs achromatiques DIN 4x, 10x, 40x, huile 100x
- Platine mécanique de 140mm x 140mm avec surplatine X-Y de 75mm x 45mm
- Tube trinoculaire de 23mm réglable en hauteur, série CX, simul-focal
- Mise au point macrométrique et micrométrique coaxiale, précision de la mise au point 0. 002mm
- Condenseur d'Abbe NA1.25 avec diaphragme, porte-filtre 32mm
- Eclairage transmis, intensité variable 1.4W 20W Halogène (7 x 0.2W)
- Alimentation interne, 220VAC / 60Hz
- Livré avec une housse de protection, trois filtres de couleur (bleu, vert, jaune), une ampoule halogène de rechange, un fusible de rechange, huile à immersion.

Accessoires

Lames et couvre-objet

BS-50P-100S-22-3PL
50 lames de microscope vierges pré-nettoyées, 100 lamelles couvre-objet carrées 22x22mm

BS-72P-100S-22-3PL
72 lames de microscope vierges pré-nettoyées, 100 lamelles couvre-objet carrées de 22x22mm

BS-100P-100S-22-3PL
100 lames de microscope vierges pré-nettoyées et 100 lamelles couvre-objet carrées de 22x22mm

BS-144P-200S-22-3PL
144 lames de microscope vierges pré-nettoyées et 200 lamelles couvre-objet carrées de 22x22mm

Oculaires

EP10X23-3PL
Paire d'oculaires WF10x/18mm (23 mm)

EP10X23R-3PL
Oculaire micrométrique WF10x/18 mm (23 mm), l'unité

EP16X23-S-3PL
Oculaire WF 16X (23mm), l'unité

EP20X23-S-3PL
Oculaire WF 20X (23mm), l'unité

EP25X23-S-3PL
Oculaire WF 25X (23mm), l'unité

Accessoires divers

MR095-3PL
Lame d'étalonnage 0.01 mm, pour caméra USB

CK-I-3PL
Kit de nettoyage 3-en1 AmScope pour microscopes, caméras, ordinateurs portables et écrans LCD