


## Microscope trinoculaire biologique simul-focal 40x à 2000x Série T490

**T490B-3PL**

- Tête trinoculaire, inclinaison 30°, rotation 360°
- Réglage interpupillaire Gemel sans compensation Siedentopf
- Plage de grossissement  de 40x à 2000 avec oculaires 10x/18mm et 20x
- Révolver porte objectif quadruple vers l'avant
- Objectifs achromatiques DIN 4x, 10x, 40x, 100x à immersion d'huile
- Platine mécanique de 140mm x 140mm avec surplatine X-Y de 75mm x 45mm
- Tube trinoculaire de 23mm réglable en hauteur, série CX, simul-focal
- Mise au point macrométrique et micrométrique coaxiale, précision de la mise au point 0. 002mm
- Condenseur Abbe O.N 1.25 avec diaphragme, porte-filtre 32mm
- Eclairage transmis, intensité variable 1.4W, 20W Halogène (7 x 0.2W)
- Alimentation interne, 220VAC / 60Hz
- Livré avec une housse de protection, trois filtres de couleur (bleu, vert, jaune), une ampoule halogène de rechange, un fusible de rechange, un flacon d'huile à immersion.

# Accessoires

## Lames et couvre-objet

**BS-50P-100S-22-3PL**
50 lames de microscope vierges pré-nettoyées, 100 lamelles couvre-objet carrées 22x22mm

**BS-72P-100S-22-3PL**
72 lames de microscope vierges pré-nettoyées, 100 lamelles couvre-objet carrées de 22x22mm

**BS-100P-100S-22-3PL**
100 lames de microscope vierges pré-nettoyées et 100 lamelles couvre-objet carrées de 22x22mm

**BS-144P-200S-22-3PL**
144 lames de microscope vierges pré-nettoyées et 200 lamelles couvre-objet carrées de 22x22mm

## Oculaires

**EP10X23-3PL**
Paire d'oculaires WF10x/18mm (23 mm)

**EP10X23R-3PL**
Oculaire micrométrique WF10x/18 mm (23 mm), l'unité

**EP16X23-S-3PL**
Oculaire WF 16X (23mm), l'unité

**EP20X23-S-3PL**
Oculaire WF 20X (23mm), l'unité

**EP25X23-S-3PL**
Oculaire WF 25X (23mm), l'unité

## Accessoires divers

**MR095-3PL**
Lame d'étalonnage 0.01 mm, pour caméra USB

**CK-I-3PL**
Kit de nettoyage 3-en1 AmScope pour microscopes, caméras, ordinateurs portables et écrans LCD