

Microscopio Biológico Trinocular de 40x a 2000x- Serie T490

T490B-3PL

- Cabezal trinocular, 30° de inclinación, 360° de rotación
- Ajuste interpupilar Siedentopf sin compensación gemel
- Gama de aumentos de 40x a 2000 con oculares de 10x/ FoV 18mm y 20x
- Revólver cuádruple giratorio inclinado hacia fuera
- Objetivos DIN acromáticos de 4x, 10x, 40x, 100x/inmersión en aceite
- Platina mecánica de doble capa 140mm x 140mm con escala Vérnier
- Rango de traslación X-Y 75mm x 45mm
- Puerto fotográfico: tubo de 23mm ajustable en altura, serie CX, parafocal
- Enfoque coaxial macro y micrométrico, 0. 002mm de precisión de enfoque micrométrico
- Condensador de Abbe AN 1.25 con diafragma iris, portafiltros de 32mm
- Iluminación transmitida, halógena de intensidad variable 1,4W 20W (7 x 0,2W)
- Fuente de alimentación interna, 220VAC / 60Hz
- Se incluye una cubierta antipolvo, tres filtros de color (azul, verde y amarillo), una bombilla halógena de repuesto, un fusible de repuesto y una botella de muestra de aceite de inmersión.

Accesorios y consumibles

Portaobjetos y cubreobjetos

BS-50P-100S-22-3PL
50 portaobjetos prelimpiados, 100 cubreobjetos cuadrados 22x22mm

BS-72P-100S-22-3PL
72 portaobjetos prelimpiados, 100 cubreobjetos cuadrados 22x22mm

BS-100P-100S-22-3PL
100 portaobjetos de microscopio previamente limpiados y 100 cubreobjetos cuadrados de 22x22 mm

BS-144P-200S-22-3PL
144 portaobjetos prelimpiados y 200 cubreobjetos cuadrados de 22x22 mm

Oculares

EP10X23-3PL
Pareja de oculares de microscopio WF10X (23 mm); campo de visión 18 mm

EP10X23R-3PL
Ocular de microscopio WF10X con retículo (23 mm); campo de visión 18 mm

EP16X23-S-3PL
Ocular de microscopio WF 16X (23 mm)

EP20X23-S-3PL
Ocular de microscopio WF 20X (23 mm)

EP25X23-S-3PL
Ocular de microscopio WF 25X (23 mm)

Accesorios

MR095-3PL
Lámina micrométrica 0.01mm para calibración de cámaras USB

CK-I-3PL
Kit de limpieza 3 en 1 AmScope para microscopios, cámaras, ordenadores portátiles y pantallas LCD